



MED⁹EL

Novi začetek
Sistem polževega vsadka SYNCHRONY

hearLIFE

Premik naprej

Z vami smo pri vsakem koraku na vaši poti do sluha. V tem priročniku vam bomo predstavili SYNCHRONY, naš najnovejši in najsodobnejši sistem polževega vsadka. Sistem polževega vsadka SYNCHRONY zagotavlja izjemno kakovost sluha, preprosto uporabo in najvišjo varnost, zato je idealna izbira za povrnitev vašega sluha.

Če še niste prebrali priročnika o polževih vsadkih Prvi koraki, ki pojasnjuje, kako sluh deluje in kakšno je vsakdanje življenje s polževim vsadkom, najprej preberite tega. Če ste pripravljeni spoznati vse prednosti SYNCHRONY, nadaljujte z branjem tega priročnika.

Za priročnik

Prvi koraki se obrnite na nas.





Povrnitev sluha

Zavedamo se, da ima pri izbiri polževega vsadka najvišjo prednost čim boljši sluh. Zato so naši sistemi polževih vsadkov zasnovani tako, da že v samem začetku zagotovijo boljši in naravnejši sluh.



Naši polževi vsadki lahko z edinstveno tehnologijo MED-EL zagotovijo kar najbolj poln in bogat razpon zvokov, podprejo boljše zaznavanje glasbe in govora ter pomagajo ščititi vaš preostali naravni sluh.

S sistemom polževega vsadka SYNCHRONY pa smo napravili še en korak naprej. SYNCHRONY vas pospremi na vaše naslednje korake do vseživljenjskega sluha.

Predstavljamo vam SYNCHRONY®

Sistem polževega vsadka SYNCHRONY ima dve glavni komponenti: zunanji govorni procesor in notranji vsadek. Govorni procesor zazna zvočne signale in jih pošlje v vsadek. Vsadek te zvočne signale pošlje skozi notranje uho v možgane, ki jih v realnem času prepoznajo kot zvok.

Govorni procesor

Nosimo ga zunaj za ušesom ali na glavi.



Vsadek

Kirurško vsajen tik pod kožo.



+

Ključne značilnosti, ki jih je treba upoštevati:

- ✓ Preprosta uporaba
- ✓ Vzdržljiv, za vsakodnevno življenje
- ✓ Udobne možnosti nošenja
- ✓ Boljši sluh v vseh okoljih

Več o govornih procesorjih najdete na straneh 6–33

Ključne značilnosti, ki jih je treba upoštevati:

- ✓ Izdelan za dolgoročno zanesljivost
- ✓ Združljiv s prihodnjo tehnologijo
- ✓ Prenese MRI 3,0 T brez odstranitve magneta
- ✓ Najnaravnejša kakovost zvoka

Več o vsadkih najdete na straneh 34–41














SONNET

Zaušesni govorni procesor

Govorni procesor SONNET je zasnovan, da omogoča kar najnaravnejšo kakovost zvoka. Vključuje najnovejšo slušno tehnologijo, ki omogoča neprimerljivo doživetje poslušanja.



-  Preprostejši klepet v hrupnih okoljih s dvojnimi mikrofoni SONNET
-  Možnost povezave s pametnim telefonom z Bluetooth brezžičnimi dodatki
-  Udobno nošenje ves dan – SONNET je najlažji razpoložljiv govorni procesor*
-  Izjemno trajanje baterije do 60 ur z dvema cink-zrak baterijama
-  Poskrbite za napajanje s preprosto polnljivimi baterijami
-  Samodejno prilagajanje nastavitvev brez pritiska na gumb
-  Zabavajte se v vodi z ovitki WaterWear
-  SONNET bo ostal varno na svojem mestu z dodatkom ActiveWear
-  Izbirna funkcija EAS za uporabnike z izgubo visokofrekvenčnega sluha; glejte stran 23








*z baterijskim delom za polnljive mikrobaterije

RONDO 2

Govorni procesor v eni enoti

Stvari nikoli niso bile preprostejše. RONDO 2 je prvi govorni procesor z brezžičnim polnjenjem, zaradi česar je neverjetno preprost za uporabo. Še več – mogoče ga je popolnoma skriti pod lase in ga prilagoditi svojemu slogu z elegantnimi okrasnimi pokrovi.



-  Preprosto brezžično polnjenje – brez težav z baterijami za enkratno uporabo
-  Možnost povezave s pametnim telefonom z brezžičnimi dodatki Bluetooth
-  Ves dan sluha z do 18 urami trajanja baterije, ki se povsem napolnijo že v 4 urah.
-  Zabavajte se v vodi z ovitki WaterWear.
-  Lahko je tudi neviden RONDO 2 lahko nosite povsem skritega pod lasmi
-  Samodejno prilagodi glasnost, kjerkoli že ste
-  Ohranite svoj edinstveni slog z elegantnimi okrasnimi pokrovi



Govorni procesor SONNET®

Izdelan za vsakodnevno uporabo

Spoznajte SONNET, naš najnovejši zaušesni govorni procesor. SONNET je kompakten in lahek, tako da se zlahka prilega vašemu ušesu in omogoča celodnevno udobje. SONNET se z inteligentno tehnologijo dvojnega mikrofona samodejno prilagaja in zagotavlja, da slišite najboljše – tudi ob vetru ali na živahnih zabavah.

Vso to tehnologijo smo zapakirali v elegantno, vodoodporno ohišje brez stikal. SONNET je zasnovan za prostoročno upravljanje, zato ga je preprosto in lahko uporabljati. SONNET tudi poskrbi, da boste s trajanjem baterije do 4 dni pri polni zmogljivosti dalj časa bolje slišali.

Vodoodporen,
lahek, kot
ulit za vas.



Prostoročno upravljanje

SONNET se samodejno prilagaja spreminjajočim se slušnim okoljem, da zagotovi optimalen sluh.



Vodoodpornost

Zasnova je odporna na brizganje vode in SONNET ščiti pred dežjem, znojem in drugo vlago.



Izjemno trajanje baterije

Dolgotrajno napajanje iz cink-zrak ali polnljivih baterij.



Poslušanje je zdaj preprosto

Življenje vam včasih precej napolni roke – zato smo SONNET zasnovali za prostoročno upravljanje. Če imate SONNET, vam ne bo treba skrbeti glede prilagajanja nastavitvev ali spreminjanja programov. Od zgornjih jutranjih sestankov do družinskih srečanj se bo SONNET v vsakem trenutku osredotočal ravno na prave zvoke.

SONNET se dejavno prilagaja spreminjajočim se slušnim pogojem s sistemom samodejnega upravljanja zvoka Automatic Sound Management 2.0, tako da se lahko sprostite in osredotočite na to, kar poslušate, ne da tuhtate, kateri program bi bilo najbolje izbrati. Sistem ASM 2.0 združuje usmerjenost mikrofona, zmanjšanje šuma vetra in samodejno uravnavanje glasnosti, da vam zagotovi optimalen sluh, kjerkoli že ste.

Prostoročno
upravljanje





Sistem samodejnega upravljanja zvoka Automatic Sound Management 2.0

Sistem ASM 2.0 s prilagodljivimi usmerjenimi mikrofoni in inteligentno obdelavo zvoka posnema naravne funkcije ušesa za boljši sluh v katerem koli slušnem okolju.



Usmerjenost mikrofona
Osredotoča se na zvoke pred vami, kar vam omogoča lažje poslušanje, zlasti v hrupnem okolju.



Zmanjšanje šuma vetra
Ta funkcija dejavno zmanjšuje moteč šum vetra, ne da bi zadušila govor, kar omogoča boljši sluh zunaj.



Samodejna nastavitve glasnosti
Brezhibno prilagaja glasnost, tako da so mehki zvoki jasnejši, glasni pa so slišati udobneje.



Dlje časa brez menjave baterij

Brezskrbni več dni in ne samo ur SONNET poskrbi za vaš sluh za 4 dni z enim samim kompletom cink-zrak baterij. SONNET poskrbi, da ne boste zamudili niti trenutka – na pobegu čez vikend ali na družinskih počitnicah.

SONNET uporablja 2 bateriji za enkratno uporabo, ki ju je mogoče preprosto zamenjati in ki zagotavljata do 60 ur uporabe. SONNET tudi skupaj z baterijami tehta manj kot 11 gramov, tako da ga je mogoče udobno nositi ves dan. Visokoučinkovita obdelava procesorja SONNET omogoča, da boste uživali v kakovostnem zvoku, ne da bi bila poraba baterij za to večja.

Do 4 dni
trajanja baterij.






Polnjenje

Uživajte v netežavnem poslušanju s polnljivimi baterijami SONNET. Polnljive baterije je preprosto zamenjati in jih polniti prek USB, zato so odličen način napajanja za vaš govorni procesor SONNET.

Izberite standardne polnljive baterije za do 10 ur neprekinjenega poslušanja. Če želite SONNET uporabljati kot najlažji govorni procesor, kar jih je na voljo, izberite polnljive mikrobaterije in uživajte v do 7 urah trajanja baterije.

Polnjenje je
preprosto.





Kadar ne želite izstopati

Vaš govorni procesor je lahko povsem neviden. SONNET je mogoče zaradi njegove prilagodljive zasnove zlahka prilagoditi vašemu naravnemu videzu.

Posamezne komponente, od vrvice do pokrova mikrofona, so na voljo v različnih odtenkih las. SONNET ima za vas ujemajoče barve, ne glede na to ali ste svetlolasi ali pa imate črne kodre.

Pokrovi kontrolne enote in tujjave	Črna	Vrvice
	Bela	
	Nordijsko siva	
	Bež	
	Antracitna	
	Slonokoščena	
	Rdečerjava	
	Hladnosiva	
	Smetanasta	
	Bordo rdeča	
		Pokrovi mikrofona in baterijskega dela



Menjava v trenutku

SONNET lahko dopolnite z različnimi okrasnimi pokrovi za tuljavo DL. Naravni vzorec se ujema z različnimi toni las in je prefinjene naravnejše vzorce.

Okrasni pokrovi SONNET se zlahka zapnejo na osnovo tuljave, zato jih lahko brez težav zamenjate tudi na poti.





Povezljivost

SONNET s svojimi preprostimi in prožnimi rešitvami omogoča preprosto priključitev zvočnih naprav za jasnejše poslušanje brez šumenja.



Brezžični digitalni sistem

Roger™ 21 in drugi brezžični sprejemniki vam omogočajo izkoristiti brezžični mikrofonski sistem v hrupnih okoljih in drugih zahtevnih okoliščinah.



Neposredni zvočni vhod

Uživajte v visokokakovostnem zvoku iz katerega koli zvočnega vira s 3,5-mm priključkom za slušalke, podobno kot pri telefonu, tablici ali na radijski napravi.



Ovratna zanka

Z ovratno zanko Bluetooth boste lahko uživali v odličnem zvoku z brezžičnim prenosom s telefona, tablice in televizorja.



Telefonska tuljava

Preprosto se povežite s telefonom ali sistemom indukcijske zanke za razločno poslušanje v gledališču, svetišču, doma in drugod.



Roger™ 21 družbe Phonak


Roger 21 je brezžični sprejemnik za optimalen sluh v zahtevnih okoljih, ki ga je mogoče zlahka uporabljati s procesorjem SONNET. Tako je SONNET mogoče preprosto povezati z vrsto brezžičnih mikrofонов Roger. Svoje doživetje poslušanja lahko izboljšate s procesorjem SONNET in Roger 21, pa naj bo to na sestanku, po telefonu ali pri gledanju televizije.

röger
by Phonak



SONNET z Roger 21

Brezžična
povezljivost



Zaplavajte

Plavajte v bazenu, čofotajte v jezeru ali pa se v morju potaplajte na dah. S povsem vodotesnim dodatkom WaterWear za govorni procesor SONNET lahko brez skrbi uživate v vodi, ne da bi zamudili en sam zvok.

Elegantni in prilegajoči se ovitek WaterWear je zasnovan za zagotavljanje optimalnega sluha. Vsak paket WaterWear omogoča do 9 uporab in ga lahko uporabljate v kakršni koli vrsti vode.



Dež ali sonce

Uživajte v zvoku dežnih kapljic. Privoščite si piknik ob bazenu. Preznojite se. Vodoodporni SONNET bo pazil na vas. Če uporabljate SONNET, vam nepričakovan pljusak vode ne bo pokvaril priljubljene dejavnosti.

SONNET je zasnovan z mislijo na dinamično vsakdanje življenje in tako zaščiten pred dežjem, znojem in drugo vlago. Naj bo dež ali sonce, SONNET bo vedno poskrbel, da boste lahko brez skrbi uživali v poslušanju.





Ostanite dejavni

Svobodni ste, da lahko počnete stvari, ki jih imate radi. Z ActiveWear se lahko udeležite svojih najljubših športov in drugih dejavnosti, hkrati pa ste prepričani, da bo SONNET ostal na svojem mestu.

ActiveWear vam omogoča, da si baterijski del pripnete na oblačila, tako da bo na ušesu samo kontrolna enota. To pomeni, da bo SONNET lahek in vedno ostal na svojem mestu, ne glede na to, kako dejaven je vaš življenjski slog.





EAS

Naravna prednost

Kar najbolje izkoristite svoj naravni sluh. SONNET lahko akustično ojača določene zvoke z izbirno slušalko, podobno kot slušni aparat. SONNET z EAS (električna akustična stimulacija) s stimulacijo polževega vsadka zagotavlja izjemno kakovost sluha v celotnem spektru zvoka.

Nizkotonski zvok se ojača in sledi naravni slušni poti, visokotonski pa je posredovan neposredno vsadku. Ta kombinacija »dveh v enem« zagotavlja vse prednosti polževega vsadka, hkrati pa vam omogoča, da izkoristite svoj preostali naravni sluh. S procesorjem SONNET prejmete najboljše iz obeh svetov.



Procesor v eni enoti RONDO® 2

Nikoli ni bilo enostavneje™

Preprosto, diskretno in neverjetno preprosto za uporabo – če želite brezskrbno doživetje sluha, potem je to pravi govorni procesor za vas. RONDO 2 je kompaktna naprava »vse v enem«, ki jo je mogoče popolnoma skriti pod lase in udobno nositi skupaj z očali. RONDO 2 je zasnovan z mislijo na uporabnost, zato ima samo en preprosti gumb za vklop/izklop in za vas samodejno prilagaja glasnost.

Najbolj neverjetna stvar pri RONDO 2 pa je njegov edinstveni sistem brezžičnega polnjenja. Konec je dni dragih in nepraktičnih baterij za enkratno uporabo. RONDO 2 ponoči preprosto odložite na polnilno postajo in ko se zjutraj zbudite, bo baterija že polna. To pomeni, da se boste manj časa ukvarjali z baterijami in več z dejavnostmi, ki so vam najpomembnejše. RONDO 2 – stvari nikoli niso bile preprostejše!



Preprosta uporaba
Kompakten in preprosto
uporaben procesor v eni enoti.



Polnjenje je preprosto
Brez baterij za enkratno uporabo –
pripomoček ponoči preprosto
odložite na polnilno postajo.



Preprosto nošenje
Ohišje diskretne oblike je
mogoče skriti pod lase.





Za napajanje je poskrbljeno

Ste siti ukvarjanja in stroškov zaradi baterij za enkratno uporabo? Inovativno brezžično polnjenje RONDO 2 omogoča preprosto polnjenje procesorja čez noč – enako kot polnite svoj telefon. Za razliko od telefona pa tukaj ni kablov: RONDO 2 preprosto odložite na polnilno postajo in samodejno se bo napolnil.

Po nekaj urah polnjenja se boste zbudili z dovolj energije za 18 ur uporabe, kar vam zagotavlja sluh za ves dan. Z brezžičnim polnjenjem vam seveda tudi nikoli več ne bo treba zamenjati baterije. Zaradi brezžičnega polnjenja je RONDO 2 resnično govorni procesor, ki ga je najpreprosteje uporabljati od vseh znanih.



Diskretnost

RONDO 2 je majhen in kompakten pripomoček, ki se prilega glavi tik za vašim ušesom. Diskretni govorni procesor je elegantne oblike in ga je mogoče preprosto skriti pod lase.

Tudi za ljudi, ki redno nosijo očala, je RONDO 2 udobna slušna rešitev. Če nimate za ušesom ničesar, lahko brez težav nosite očala in ves čas uživate v optimalnem sluhu.





Naravni videz

RONDO 2 postane neviden ob izbiri pravega okrasnega pokrova. Prefinjeni pokrovi v vzorcu las so zasnovani tako, da se zlijejo z vašimi lasmi, zaradi česar je RONDO 2 še bolj diskreten.

Če pa želite svoj govorni procesor pokazati drugim, vam je na voljo veliko umetniških in vzorčastih pokrovov, ki RONDO 2 poživijo.





Lahkotno poslušanje

Res vam ni treba nenehno spreminjati nastavitve govornega procesorja. RONDO 2 se samodejno prilagodi, da lahko mehke zvoke udobno slišite jasno in glasno, kamorkoli se odpravite – brez potrebe po pritiskanju na stikala ali gumbe.

Zaradi tega je poslušanje res lahkotno, govorni procesor pa vam omogoča veliko naravnejše doživetje poslušanja.





V zanki

Včasih je kaj težko slisati, res najbolje. Hrupna javna mesta so lahko težavna, pa tudi telefonski pogovor ali kadar želite kaj jasno slišati po televiziji.

RONDO 2 se brez težav poveže z ovratnimi zankami Bluetooth in indukcijskimi slušnimi zankami, ki vam zvok pripeljejo naravnost v ušesa tudi v hrupnem prostoru.







Kopanje

RONDO 2 bo z dodatkom WaterWear ostal varen in suh tudi kadar se potapljate v morju ali sproščate ob bazenu. Te vodotesne ovitke je preprosto namestiti in jih je mogoče uporabljati v kakršni koli vrsti vode, vključno s slano morskovo vodo in v kloriranih bazenih. WaterWear vam daje svobodo pri vaših najljubših dejavnostih – in to ves dan.

Vdelana vodotesnost RONDO 2 tudi pomeni, da je zaščiten pred vsakodnevnim pljuskanjem in vlago. Tudi če vas ujame dež, ste lahko prepričani, da vam bo RONDO 2 še naprej zagotavljal optimalen sluh.





Zagotovljen sluh v prihodnosti®

Zaščitite svoj sluh. Naše neverjetno mehke in prožne elektrode so zasnovane tako, da bolje zaščitijo občutljive strukture vašega notranjega ušesa – in vam pomagajo ohraniti preostali sluh ter zagotovijo zdrav temelj za boljši sluh.


Naše elektrode so najmehkejše in najbolj prožne, tako da jih je mogoče nežno vstaviti v polža. Naše elektrode pomagajo varovati strukturo vašega polža in tako poskrbijo, da ste pripravljeni na vso svoj prihodnost poslušanja.

Polžev vsadek SYNCHRONY®

Nizanje presežkov

Naš najnovejši polžev vsadek SYNCHRONY vam zagotavlja miren spanec in vedenje, da ste izbrali edini vsadek, ki zagotavlja izjemno kakovost sluha, neverjetno zanesljivost in neprimerljivo varnost pri MRI. SYNCHRONY je najmanjši in najlažji titanov polžev vsadek ter tako dokaz, da so najboljše stvari majhne.

V SYNCHRONY smo združili inovacije s kakovostjo, ki ji lahko zaupate. Naše elektrode so najmehkejše in najbolj prožne, tako da ščitijo vašega polža in omogočajo naravnejši sluh. In ker je varnost vedno na prvem mestu, SYNCHRONY zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti pri MRI izmed vseh polževih vsadkov.



Neprimerljiva
varnost pri MRI



Varnost pri MRI
SYNCHRONY je edini polžev vsadek, ki omogoča visokoločljivo slikanje z MRI pri 3,0 T* brez potrebe po operaciji.



Prožne elektrode
Ves naš razpon mehkih in prožnih elektrod zagotavlja idealno prileganje vašim edinstvenim potrebam.



Dokazana zanesljivost
Trajno titanovo ohišje, čvrsta pritrditev in robustne varnostne funkcije zagotavljajo dolgoročno stabilnost in zanesljivost.

* Uporabnike polževega vsadka SYNCHRONY je mogoče varno slikati z MRI pri 0,2, 1,0, 1,5 in 3,0 T brez odstranitve magneta, po pogojih, podrobno opisanih v navodilih za uporabo.



Triformance®

Prisluhnite razliki

SYNCHRONY vam bo omogočil boljši in naravnejši sluh od prve uporabe do poslušanja vaše najljubše glasbe. SYNCHRONY vključuje tehnologijo Triformance, ki je kombinacija treh zmogljivih tehnologij družbe MED-EL, ki vam omogočajo doseganje polnega potenciala sluha.

Tehnologija Triformance zagotavlja kakovost sluha, s katero se ne more kosati noben drugi polžev vsadek, saj vašemu celotnemu polžu zagotavlja natančnejše zvočne signale in varuje nežne strukture vašega notranjega ušesa. Uživali boste lahko v zvokih, kot v resnici so, v polnejšem in bogatejšem razponu zvokov ter naravnejšem govoru in glasbi.

Prisluhnite razliki na
medel.com/triformance.






Varnost na prvem mestu

Nikoli ne veste, kaj prinese življenje, SYNCHRONY pa vas bo spremljal čez drn in strn. SYNCHRONY zagotavlja najvišjo varnost in udobje pri slikanju z MR od vseh polževih vsadkov. Pri SYNCHRONY za razliko od drugih polževih vsadkov ni potrebe po kirurški odstranitvi magneta pri visokoločljivem slikanju MRI s 3,0 T.

Seveda si želite, da bi se izognili nepotrebni operaciji – zato smo SYNCHRONY zasnovali z vsajenim magnetom, ki se prosto vrti in se med slikanjem MRI v svojem ohišju samodejno poravnava, tako da magnetno polje nanj ne vpliva škodljivo. Prav tako ne bo na mestu vsadka občutili nobenega »vlečenja«, ne boste potrebovali nobenih povojev za glavo, slikanje MRI pa bo za vas veliko udobnejše in varnejše.





Max Mustermann
ID: RAD_1809702
* 01.01.2001
Study 7155076
26.02.2014
17:38:14
6 IMA

TE 100
TR 6000
C3 Proband



V dobrih rokah

Bodite brez skrbi – dobro varujemo, kar je najdragocenejše. Naši vsadki so izdelani iz vzdržljivega titana in so dokazano dolgoročno zanesljivi. SYNCHRONY vključuje številne varnostne in zaščitne funkcije, zato je idealna izbira tudi za najdejavnejše med nami.

SYNCHRONY je zasnovan tako, da prenese nenameren udarec*, pri tem pa zagotavlja izjemno varnost in stabilnost – tako da vsadek ostane tam, kjer mu je mesto. SYNCHRONY pomeni zanesljivost, na katero lahko vedno računate.


* SYNCHRONY je odporen na udarce do 2.5 Joula.

Dejanska velikost









Tukaj z vami

Zavedamo se, da boste na svojem popotovanju do boljšega sluha morda imeli dodatna vprašanja. Na vsakem koraku vaše poti smo z vami in vam zagotavljamo predano skrb, informativne vire in lokalno podporo.

Za več informacij se lahko obrnete na lokalno ekipo MED-EL, se pridružite našim skupnostim na družabnih medijih in si preberete več o tem na našem spletnem mestu. Stopite v stik z nami še danes – tega se veselimo.

medel.com





Sedež MED-EL v
Innsbrucku v Avstriji

MED-EL

Naša obljuba

Pri odločanju o polževem vsadku je pomembno vedeti, da ste izbrali družbo, na katero se lahko zanesete še veliko let. Z več kot 1800 zaposlenimi je družba MED-EL gonilna sila inovacij na področju slušnih vsadkov že več kot 25 let.

Popolna predanost nenehni podpori, oskrbi, raziskavam in razvoju ter dobremu počutju naših uporabnikov je del naše identitete in motivacije. Če izberete MED-EL, boste lahko mirno spali z zavestjo, da ste izbrali podjetje, ki bo za vaš sluh skrbelo vse življenje.

MED-EL Distributors Near You

Distributer za Slovenijo

DORIMPEX d.o.o.
Vojkova cesta 73
1000 Ljubljana, Slovenija
+386 5 901 17 43
dorimpex@t-2.net

POOBlašČENI SERVIS

SLUŠNI APARATI – WIDEX d.o.o.,
Resljeva 32
1000 Ljubljana, Slovenija
+386 1 234 57 00
widex@widex.si

MED-EL Offices Worldwide

AMERICAS

Argentina
medel@medel.com.ar

Canada
officecanada@medel.com

Colombia
office-colombia@medel.com

Mexico
office-mexico@medel.com

United States
implants@medelus.com

ASIA PACIFIC

Australia
office@medel.com.au

China
office@medel.net.cn

Hong Kong
office@hk.medel.com

India
implants@medel.in

Indonesia
office@id.medel.com

Japan
office-japan@medel.com

Malaysia
office@my.medel.com

Philippines
office@ph.medel.com

Singapore
office@sg.medel.com

South Korea
office@kr.medel.com

Thailand
office@th.medel.com

Vietnam
office@vn.medel.com

EMEA

Austria
office@at.medel.com

Belgium
office@be.medel.com

Denmark
nordic@medel.com

Finland
office@fi.medel.com

France
office@fr.medel.com

Germany
office@medel.de

Italy
ufficio.italia@medel.com

Netherlands
office@nl.medel.com

Norway
norge@medel.com

Portugal
office@pt.medel.com

South Africa
customerserviceZA@medel.com

Spain
office@es.medel.com

Sweden
nordic@medel.com

Switzerland
office-ch@medel.com

United Arab Emirates
office@ae.medel.com

United Kingdom
customerservice@medel.co.uk

MED-EL Medical Electronics
Fürstenweg 77a | 6020 Innsbruck, Austria | office@medel.com

medel.com

