

VIBRANT SOUNDBRIDGE

Najuspešnejši vsadek za srednje uho

VIBRANT Soundbridge je aktivni vsadek za srednje uho. Je idealna izbira za osebe, ki iz zdravstvenih razlogov ne morejo uporabljati običajnih slušnih aparatov, ali za osebe, ki se po operaciji ušesa še vedno soočajo z izgubo sluha.

Kako deluje VIBRANT SOUNDBRIDGE

- 1 Zvoke zajamejo mikrofoni govornega procesorja. Govorni procesor zvoke pretvarja v električne signale.
- 2 Ti signali po koži potujejo do vsadka. Vsadek signal nadalje pošlje na FMT.
- 3 FMT signal pretvori v mehanske vibracije, ki povzročijo vibriranje strukture srednjega ušesa.
- 4 Te vibracije nato prevajajo zvok v notranje uho in možgane ter jih zaznamo kot zvok.

SAMBA 2
Govorni procesor

VORP 503
Vsadek

Slušni živec

Polž

Floating Mass
Transducer (FMT)

Izboljšana kakovost življenja

Na tisoče uporabnikov sistema SOUNDBRIDGE po vsem svetu zdaj bolje sliši in razume pogovore, se sporazumeva z družino in prijatelji ter uživa v poslušanju v najrazličnejših okoliščinah.